

	S.S.NİLÜFER TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ (NİLKOOP) Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı	Doküman No	PR.09-FR.05
		Revizyon No	00
	NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ	Revizyon Tarihi	-
		Yayın Tarihi	10.02.2025
		Sayfa No:	1 / 3

Güncelleme Tarihi: 25.03.2025

Su ve atık su numuneleri, analizi istenen parametrelere bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda, uygun kaplarda ve koruma koşullarında mümkün olan en kısa sürede tarafımıza ulaştırılmalıdır. Özel talepler dışındaki tüm numuneler mühürlenmiş olmalıdır.

Arıtma çamuru, toprak ve atık numuneleri istenen analizin türüne göre temiz plastik torba, ağzı geniş plastik bidon veya cam kavanoza en az 1 kg alınmalıdır.

Kömür ve pirina numunelerinin alınmasında; Dış ortamdan etkilenmeyecek poşet, çuval, koli, kavanoz gibi ambalaj/kap kullanılmasına, Numune konulacak ambalajın/kabın daha önce kullanılmamış olmasına, Numunenin en az 2, en fazla 10 kg olmasına, Ambalajın/Kabın ağzının hava almayacak şekilde kapatılması ve mühürlenmesine, Numune ambalajının/kabının nemli ortamdan ve havayla temastan korunmasına dikkat edilmelidir.

NUMUNENİN CİNSİ	ANALİZ ADI	AMBALAJ ŞEKLİ	NUMUNE MİKTARI / BEKLEME SÜRESİ	NUMUNE KABUL KOŞULLARI
Toprak	Kimyasal Analizler	Kutular (plastik, karton, strafor, vb.) ya da Torbalar (şeffaf plastik torba, bez torba vb.)	En az 1 kg/Gerekli Değil	Ağızları muntazam şekilde kapatılmalı, yırtık ve delik olmamalı
Bitki	Kimyasal Analizler	Kutular (plastik, karton, strafor, vb.) ya da Torbalar (şeffaf plastik torba, bez torba vb.)	20-80 yaprak veya 500 g/ ağacın/bitkinin yaşını temsil edecek miktarda /24 saatten uzun sürmesi durumunda, buzdolabının meyvelik bölümünde +5 °C d muhafaza edilmeli ve sonra laboratuvara gönderilmelidir	Ağızları muntazam şekilde kapatılmalı, yırtık ve delik olmamalı
Meyve	Kimyasal Analizler	Şeffaf plastik torba,	En az 1 kg/bitkinin yaşını temsil edecek miktarda /24 saatten uzun sürmesi durumunda, buzdolabının meyvelik bölümünde +5 °C d muhafaza edilmeli ve sonra	Ağızları muntazam şekilde kapatılmalı, yırtık ve delik olmamalı

		S.S.NİLÜFER TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ (NİLKOOP) Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı		Doküman No	PR.09-FR.05
				Revizyon No	00
		NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ		Revizyon Tarihi	-
				Yayın Tarihi	10.02.2025
				Sayfa No:	2 / 3
			laboratuvara gönderilmelidir		
Sulama Suyu	Kimyasal Analizler	Suyun kimyasal yapısını değiştirmeyecek nitelikte bu amaç için üretilmiş temiz plastik (PP, PE, PTFE) veya cam kaplarda	En az 500 ml/24 saat	Çatlak ve kırık olmamalı, kapağı tam kapalı olmalı, kimyasal maddelerle steril edilmiş ve oda sıcaklığında olmalıdır.	
	pH/Sıcaklık	Plastik veya cam	100 ml	Tercihen sahada ölçülmelidir. 2°C ile 5°C arasında soğutma (24 saat içinde analizlenmeli)	
	Elektriksel İletkenlik/Tuzluluk	Plastik veya cam	100 ml	Tercihen sahada ölçülmelidir. 2°C ile 5°C arasında soğutma (24 saat içinde analizlenmeli)	
	Azot Türevleri (Amonyum–Toplam Kjeldahl Azotu-Organik Azot)	Plastik veya cam	500 ml	H2SO4 ile pH ≤ 2	
	Anyonlar (Bromür, Florür, Klorür, Nitrit, Nitrat, Sülfat, Fosfat)	Plastik veya Cam	100 ml	2°C ile 5°C arasında soğutma	
	İnorganik Analizler (Ağır Metaller)	Plastik	50 ml	Toplam metaller: HNO3 ile pH ≤ 2 Çözülmüş metaller: Süzme ve HNO3 ile pH ≤ 2	
Gübre	Kimyasal Analizler	Kutular (plastik, karton, strafor, vb.), Torbalar (şeffaf plastik torba, bez torba vb.) plastik veya cam kap	Tek Analiz için 100ml ya da 100g, tamamının talep edilmesi durumunda 1000ml ya da 1kg	Ağızları muntazam şekilde kapatılmalı, yırtık ve delik olmamalı, Çatlak ve kırık olmamalı, kapağı tam kapalı olmalı, kimyasal maddelerle steril edilmiş ve oda sıcaklığında olmalıdır.	

	S.S.NİLÜFER TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ (NİLKOOP) Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı	Doküman No	PR.09-FR.05
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
	NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ	Yayın Tarihi	10.02.2025
		Sayfa No:	3 / 3

Revizyon Tarihçe:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Yapılan Madde	Revizyon Nedeni